

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  
Институт информационных технологий, математики и механики  
Кафедра Математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий

**Архипелаг 20.35**  
**Трек «ИИ в здравоохранении»**

**Лабораторная работа №2**  
**Сегментация ЭКГ с помощью OpenVINO**

*При поддержке компании Intel*

*Васильев Е.П.*

Нижний Новгород  
2020

# Содержание

1	Введение.....	4
2	Методические указания .....	4
2.1	Цели и задачи работы .....	4
2.2	Структура работы.....	4
2.3	Рекомендации по проведению занятий .....	4
3	Установка Intel Distribution of OpenVINO Toolkit и его зависимостей для Python .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	<b>Закладка не определена.</b>	
3.1	Установка Python 3.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3.2	Создание виртуальной среды Python.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3.3	Установка Intel Distribution of OpenVINO Toolkit.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3.4	Установка дополнительных модулей Python.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4	Запуск примеров и демо-приложений OpenVINO на языке Python .....	4
4.1	Настройка окружения OpenVINO.....	4
4.2	Скачивание моделей .....	5
4.3	Конвертация моделей.....	5
4.4	Запуск примеров для классификации изображений .....	5
5	Разработка приложения для классификации изображений с использованием OpenVINO .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	
5.1	Рабочие скрипты .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.2	Загрузка модели.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.3	Загрузка и предобработка изображения.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.4	Вывод модели .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.5	Обработка выхода модели.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.6	Создание тестирующего примера.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.6.1	Разбор параметров командной строки .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.6.2	Создание основной функции.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.7	Запуск приложения .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6	Разработка приложения для классификации ЭКГ с использованием OpenVINO.....	6
6.1	Конвертация модели .....	6
6.2	Рабочие скрипты .....	7
6.3	Загрузка модели.....	7
6.4	Загрузка и предобработка данных .....	8
6.5	Вывод модели .....	8
6.6	Создание тестирующего примера.....	10
6.6.1	Разбор параметров командной строки .....	10
6.6.2	Создание основной функции.....	10
6.7	Запуск приложения .....	11
7	Дополнительные задания.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

8	Литература .....	11
8.1	Основная литература .....	11
8.2	Дополнительная литература.....	11
8.3	Ресурсы сети Интернет .....	11

# 1 Введение

Настоящая практическая работа является вводной и предусматривает создание инфраструктуры для выполнения последующих работ. Здесь дается описание процедуры установки Intel Distribution of OpenVINO Toolkit [3] и настройки окружения для работы с данным инструментом.

Решение задач, поставленных в ходе выполнения практических работ, осуществляется на языке Python 3. В качестве натренированных моделей глубокого обучения используются модели из множества обученных моделей Open Model Zoo [3]. В данной практической работе рассматривается задача классификации изображений и предлагается общая схема ее решения средствами Intel Distribution of OpenVINO Toolkit.

## 2 Методические указания

### 2.1 Цели и задачи работы

*Цель работы* состоит в создании глубокой модели сегментации ЭКГ с применением инструмента Intel Distribution of OpenVINO Toolkit.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Установить Intel Distribution of OpenVINO Toolkit.
- Настроить рабочее окружение.
- Изучить структуру и состав Intel Distribution of OpenVINO Toolkit.
- Сконвертировать глубокую модель сегментации ЭКГ.
- Выполнить классификацию изображения.

### 2.2 Структура работы

В работе приводится руководство по установке Intel Distribution of OpenVINO Toolkit и необходимых зависимостей. Руководство включает описание последовательности действий, которую следует выполнить из командной строки для настройки рабочего окружения и проведения экспериментов по классификации при помощи глубоких моделей. Далее поэтапно разрабатывается программный код, решающий задачу классификации изображений.

### 2.3 Рекомендации по проведению занятий

При выполнении данной практической работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- Выполнить установку Intel Distribution of OpenVINO Toolkit и зависимостей.
- Настроить рабочее окружение.
- Изучить структуру и состав Intel Distribution of OpenVINO Toolkit, опираясь на лекционный материал курса и дополнительные источники.
- Разработать программный код для решения задачи классификации с применением компонента Inference Engine, входящего в состав инструмента Intel Distribution of OpenVINO Toolkit, проверить его работоспособность.

## 3 Запуск примеров и демо-приложений OpenVINO на языке Python

### 3.1 Настройка окружения OpenVINO

После того, как установлен OpenVINO, создана и активирована виртуальная среда, необходимо добавить Python-библиотеки OpenVINO в переменную окружения **PATH** с помощью одной из нижеперечисленных команд.

В Windows:

```
"C:\Program Files (x86)\Intel\openvino_2021\bin\setupvars.bat"
```

В Linux:

```
source ~/intel/openvino_2021/bin/setupvars.sh
```

## 3.2 Скачивание моделей

Open Model Zoo [3] – репозиторий глубоких нейросетевых моделей, содержащий большое количество обученных моделей, которые могут исполняться при помощи OpenVINO. Данный репозиторий хранит не только модели, но и параметры для конвертации моделей из разных фреймворков в промежуточный формат OpenVINO.

Для скачивания моделей из репозитория Open Model Zoo нужно воспользоваться инструментом Model Downloader, точка входа – скрипт **download.py**.

```
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021\deployment_tools\tools\model_downloader\download  
er.py" --name <model_name> --output_dir <destination_folder>
```

где **<model\_name>** – название скачиваемой модели, а **<destination\_folder>** – директория, в которую необходимо скачать модель.

Список доступных для скачивания моделей можно получить посредством указания ключа **--print\_all**:

```
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021\deployment_tools\tools\model_downloader\download  
er.py" --print_all
```

Для решения задачи сегментации можно использовать модель DeepLabv3.

## 3.3 Конвертация моделей

Для конвертации загруженных моделей нужно воспользоваться инструментом Model Optimizer и входящим в него модулем **converter.py**. Данный модуль имеет доступ к параметрам конвертации моделей из зоопарка моделей.

```
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021\deployment_tools\tools\model_downloader\converte  
r.py" --name <model_name> --download_dir <destination_folder>
```

Для конвертации собственных моделей необходимо узнать дополнительные параметры и использовать модуль **mo.py**, это будет рассмотрено позже.

## 3.4 Запуск примеров для сегментации изображений

В пакете OpenVINO содержится файл **segmentation\_demo.py**, который позволяет классифицировать любое изображение при помощи глубокой нейронной сети. На официальном сайте присутствует полное описание данного примера и инструкций по его запуску [7].

Для запуска примера скачайте, сконвертируйте и запустите модель Squeezenet, последовательность команд приведена ниже, только *нужно заменить пути* в угловых скобках на реальные пути в вашем компьютере.

```
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021\deployment_tools\tools\model_downloader\download  
er.py" --name deeplabv3 --output_dir <destination_folder>  
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021\deployment_tools\tools\model_downloader\download  
er.py" --name deeplabv3 --download_dir <destination_folder>  
python "C:\Program Files  
(x86)\Intel\openvino_2021.1.110\deployment_tools\open_model_zoo\demos\pyth
```

```
on_demos\segmentation_demo\segmentation_demo.py" -i <path_to_image> -m  
<path_to_model>\deeplabv3.xml
```

После запуска данного кода в консоли должен появиться выход работы данного примера.

```
[ INFO ] Creating Inference Engine  
[ INFO ] Loading network  
[ INFO ] Preparing input blobs  
[ WARNING ] Image 1.png is resized from (473, 653) to (513, 513)  
[ INFO ] Batch size is 1  
[ INFO ] Loading model to the plugin  
[ INFO ] Starting inference  
[ INFO ] Processing output blob  
[ INFO ] Result image was saved to out_0.bmp  
[ INFO ] This demo is an API example, for any performance measurements  
please use the dedicated benchmark_app tool from the openVINO toolkit
```

Ниже приводится пример сегментации изображения с помощью глубокой модели.



Код данного и остальных примеров можно использовать для изучения программного интерфейса компонента Inference Engine. Далее приводится последовательность разработки аналогичного приложения.

## 4 Разработка приложения для классификации ЭКГ с использованием OpenVINO

### 4.1 Конвертация модели

Для конвертации загруженных моделей нужно воспользоваться инструментом Model Optimizer, который располагается по пути: `openvino_2021.1.110\deployment_tools\model_optimizer\mo.py`. Данный модуль анализирует архитектуру глубоких моделей. Вызовите скрипт `mo.py` с одним параметром – путем до вашей модели классификации ЭКГ.

```
python "C:\Program Files (x86)\Intel\openvino_2021\  
deployment_tools\model_optimizer\mo.py" --input_model <path_to_your_model>
```

Если все слои поддерживаются в Model Optimizer, то вы увидите следующий текст в консоли:

```
Model Optimizer arguments:  
Common parameters:  
- Path to the Input Model:  
C:\_dev\dl_ecg\openvino\ecg_segm.onnx  
- Path for generated IR: C:\_dev\dl_ecg\openvino\  
- IR output name: ecg_segm  
- Log level: ERROR
```

```

- Batch:          Not specified, inherited from the model
- Input layers:   Not specified, inherited from the model
- Output layers:  Not specified, inherited from the model
- Input shapes:   Not specified, inherited from the model
- Mean values:    Not specified
- Scale values:   Not specified
- Scale factor:   Not specified
- Precision of IR: FP32
- Enable fusing:   True
- Enable grouped convolutions fusing: True
- Move mean values to preprocess section: None
- Reverse input channels: False

```

ONNX specific parameters:

Model Optimizer version: 2021.1.0-1237-bece22ac675-releases/2021/1

```

[ SUCCESS ] Generated IR version 10 model.
[ SUCCESS ] XML file: C:\_dev\dl_ecg\openvino\.\ecg_segm.xml
[ SUCCESS ] BIN file: C:\_dev\dl_ecg\openvino\.\ecg_segm.bin
[ SUCCESS ] Total execution time: 16.81 seconds.

```

+В выходной папке появятся файлы с расширением .xml и .bin – модель в формате OpenVINO. Данные модели готовы к запуску в OpenVINO.

## 4.2 Рабочие скрипты

Для выполнения первой практической работы необходимо создать файл **ecg\_segmentation\_sample.py**, содержащий класс классификатора изображений **ECGSegmenter** с методами **\_prepare\_data**, **segment**, **process\_output**, и содержащий тестирующий код для запуска **ECGSegmenter**.

Методы класса **ECGSegmenter**:

- **\_init\_** – конструктор класса, инициализирует Inference Engine и загружает модель (ключевое слово **pass** добавлено чтобы код компилировался даже когда тело функции пусто);
- **\_prepare\_data** – метод, который преобразует ЭКГ в формат входа нейронной сети;
- **segment** – метод классификации ЭКГ при помощи нейронной сети;
- **process\_output** – постпроцессинг результата;

```

class ECGClassifier:
    def __init__(self, configPath = None, weightsPath = None,
                 device = 'CPU'):
        pass

    def _prepare_data(self, data):
        pass

    def classify(self, data):
        pass

    def process_output(self, data, results):
        pass

```

## 4.3 Загрузка модели

Для того, чтобы выполнить загрузку модели, в файле **ECGClassifier.py** необходимо реализовать конструктор класса **ECGSegmenter**. Подробно прочитать про загрузку модели в

конечное устройство можно в лекции №3 «Обзор инструмента Intel Distribution of OpenVINO Toolkit». Конструктор получает следующие обязательные и необязательные параметры:

- **configPath** – путь до xml-файла с описанием модели.
- **weightsPath** – путь до bin-файла с весами модели.

Конструктор выполняет следующие действия:

1. Создание объекта класса **IECore**.

```
self.ie = IECore()
```

2. Создание объекта **IENetwork** загруженной с диска модели с помощью функции **ieCore.read\_network**, параметрами этой функции являются пути до модели.

```
self.net = self.ie.read_network(model=configPath, weights=weightsPath)
```

3. Создание объекта **ExecutableNetwork** объекта с помощью функции **ieCore.load\_network**, параметрами этой функции загруженная модель, устройство для инференса и параметры запуска.

```
self.exec_net = self.ie.load_network(network=self.net,  
                                     device_name=device)
```

## 4.4 Загрузка и предобработка данных

В реальных приложениях вам может понадобиться предобработать ваши данные – заполнить неизвестные значения, привести к входному формату модели. Мы же проверим что наш входной вектор такого же размера, что и вход модели.

```
def _prepare_data(self, df, k, n, l):  
    data = df.astype(np.float)  
    if data.shape[-1] != 1:  
        raise RuntimeError('Input data is not acceptable to model')  
    return data
```

## 4.5 Вывод модели

Следующий этап – реализация метода классификации изображения **classify**, который запускает вывод глубокой модели на устройстве, указанном в конструкторе. Логика работы метода **classify** следующая:

1. Получить данные о входе и выходе нейронной сети.

```
input_blob = next(iter(self.net.input_info))  
out_blob = next(iter(self.net.outputs))
```

2. Из данных о входе нейронной сети получить требуемые нейросетью размеры для входного изображения.

```
k, n, l = self.net.input_info[input_blob].input_data.shape
```

3. С помощью функции **\_prepare\_image** подготовить изображение.
4. Вызвать функцию синхронного исполнения модели.

```
output = self.exec_net.infer(inputs = {input_blob: blob})
```

5. Из выхода модели получить тензор с результатом классификации.

```
output = output[out_blob]
```

## 4.6 Постпроцессинг

В качестве результата работа классификационной модели мы получили вектор размера 4\*5000 чисел, который содержит вероятности принадлежности каждого отрезка ЭКГ к одному из классов. Необходимо написать код, который сначала переведет вероятности в класс



```

def process_output(self, data, results):

    # Code for plot
    v_to_del = {1:'p', 2:'qrs', 3:'t'}
    sample_rate = 500

    def remove_small(signal):
        max_dist = 12
        last_zero = 0
        for i in range(len(signal)):
            if signal[i] == 0:
                if i - last_zero < max_dist:
                    signal[last_zero:i] = 0
                    last_zero = i

    def merge_small(signal):
        max_dist = 12
        lasts = np.full(signal.max() + 1, -(max_dist+1))
        for i in range(len(signal)):
            m = signal[i]
            if i - lasts[m] < max_dist and m > 0:
                signal[lasts[m]:i] = m
                lasts[m] = i

    def mask_to_delineation(mask):
        merge_small(mask)
        remove_small(mask)
        delineation = {'p':[], 'qrs':[], 't':[]}
        i = 0
        mask_length = len(mask)
        while i < mask_length:
            v = mask[i]
            if v > 0:
                delineation[v_to_del[v]].append([i, 0])
                while i < mask_length and mask[i] == v:
                    delineation[v_to_del[v]][-1][1] = i
                    i += 1
                t = delineation[v_to_del[v]][-1]
            i += 1
        return delineation

    wave_type_to_color = {
        "p": "yellow",
        "qrs": "red",
        "t": "green"
    }

    def plot_signal_with_mask(signal, mask):
        plt.figure(figsize=(18, 5))
        plt.title("Сигнал с маской")
        plt.xlabel("Время (сек)")
        plt.ylabel("Амплитуда (мВ)")
        x_axis_values = np.linspace(0, len(signal) / sample_rate, len(
signal))

```

```

plt.plot(x_axis_values, signal, linewidth=2, color="black")

delineation = mask_to_delineation(mask)
for wave_type in ["p", "qrs", "t"]:
    color = wave_type_to_color[wave_type]
    for begin, end in delineation[wave_type]:
        begin /= sample_rate
        end /= sample_rate
        plt.axvspan(begin, end, facecolor=color, alpha=0.5)

# Process output
results = results[0]
print(results, results.shape)
results = results.argmax(axis=0)
results[:500] = 0
results[-500:] = 0

# Make plot
plot_signal_with_mask(data, results)
plt.savefig('plot.png')

```

## 4.7 Создание тестирующего примера

### 4.7.1 Разбор параметров командной строки

В работе очень удобно пользоваться командной строкой и запускать программы с именованными аргументами. В языке Python для этого используется пакет **argparse**, который позволяет описать имя, тип и другие параметры для каждого аргумента. Создайте функцию **build\_argparser**, которая будет создавать объект **ArgumentParser** для работы с аргументами командной строки.

В данной лабораторной работе потребуются следующие аргументы командной строки:

- Путь до входных данных (обязательный аргумент).
- Путь до весов нейронной сети (обязательный аргумент).
- Путь до конфигурации нейронной сети (обязательный аргумент).

```

def build_argparser():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-m', '--model', help = 'Path to an .xml \
        file with a trained model.', required = True, type = str)
    parser.add_argument('-w', '--weights', help = 'Path to an .bin file \
        with a trained weights.', required = True, type = str)
    parser.add_argument('-i', '--input', help = 'Path to \
        image file', required = True, type = str)
    return parser

```

### 4.7.2 Создание основной функции

Создайте функцию **main**, которая выполняет следующие действия:

1. Разбор аргументов командной строки.
2. Создание объекта класса **ECGSegmenter** с необходимыми параметрами.
3. Чтение ЭКГ.
4. Классификация ЭКГ.
5. Вывод результата классификации на экран.

Для вывода логов в консоль предлагается использовать пакет **logging**.

```
def main():
    log.basicConfig(format="[ %(levelname)s ] %(message)s",
                    level=log.INFO, stream=sys.stdout)
    args = build_argparser().parse_args()

    log.info("Start ECG segmentation sample")

    ie_segmenter = ECGSegmenter(configPath=args.model,
                                weightsPath=args.weights, device=args.device)

    data = np.loadtxt(args.input)

    segmentation = ie_segmenter.segment(data)

    ie_segmenter.process_output(data, segmentation)

    return

if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())
```


## 4.8 Запуск приложения

Запуск разработанного приложения удобней всего произвести из командной строки. Для этого необходимо открыть командную строку. Строка запуска будет иметь следующий вид:

```
python ECGSegmentation.py -i segm_test1.txt -m ecg_seg.xml -w
ecg_seg.bin
```

Аргумент **-i** задает путь к текстовому файлу, аргумент **-m** задает путь к конфигурации модели, аргумент **-w** задает путь к весам модели, аргумент

Результат запуска приложения должен выглядеть следующим образом. В папке с программой появляется изображение "plot.png" с графиком сегментации ЭКГ.



## 5 Литература

### 5.1 Основная литература

1. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. — СПб.: Питер. — 2018. — 400с.

### 5.2 Дополнительная литература

2. Рамальо Л. Python. К вершинам мастерства / Пер. с англ. Слинкин А.А. — М.: ДМК Пресс. — 2016. — 768с.

### 5.3 Ресурсы сети Интернет

3. Страница репозитория Open Model Zoo [[https://github.com/openvinotoolkit/open\\_model\\_zoo](https://github.com/openvinotoolkit/open_model_zoo)].

4. Страница скачивания Intel Distribution of OpenVINO Toolkit [<https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit/choose-download>].
5. Страница скачивания Python 3.8.6 [<https://www.python.org/downloads/release/python-386/>].
6. Документация Intel Distribution of OpenVINO Toolkit [<https://docs.openvino toolkit.org/latest/index.html>].
7. OpenVINO classification sample [[https://docs.openvino toolkit.org/latest/\\_inference\\_engine\\_ie\\_bridges\\_python\\_sample\\_classification\\_sample\\_README.html](https://docs.openvino toolkit.org/latest/_inference_engine_ie_bridges_python_sample_classification_sample_README.html)].